



予混合pH校正溶液および脱イオン水

PHA-4シ  
リーズ



オプション\*



すべては実物より小さく表示してあります。

- ✓ 脱イオン水
- ✓ 予混合pH溶液
- ✓ 2つのボトルサイズが選択可能
- ✓ NIST証明標準試料の標準に合わせたpH溶液

正確なpH値を測定できるように調合され、NIST証明標準試料の標準に合わせたこの中和溶液は、電極やpH計の校正に最適です。中和溶液は、誤使用回避のために色分けされており、25°C (77°F) で±0.01 pH以内の高い精度があります。中和はすべて、汚染および漏出を防ぐために防腐剤/カビ防止剤、シュリンク閉止キャップを含みます。各中和溶液には、温度補償グラフが付属しています。



PHAB-PH  
各5個の4、7および10中和パック、5個の脱イオン水パック。実物より小さめ。

ご注文	
型番	説明
PHA-4	4.00 pH中和溶液 500 mL (1パイント) ボトル
PHA-4-GAL	4.00 pH中和溶液 4 L (1ガロン) ボトル
PHA-7	7.00 pH中和溶液 500 mL (1パイント) ボトル
PHA-7-GAL	7.00 pH中和溶液 4 L (1ガロン) ボトル
PHA-10	10.00 pH中和溶液 500 mL (1パイント) ボトル
PHA-10-GAL	10.00 pH中和溶液 4 L (1ガロン) ボトル
PHA-DI	脱イオン水500 mL (1パイント) ボトル
PHA-DI-GAL	脱イオン水4 L (1ガロン) ボトル
PHAB-DI	20個の1回使いきり脱イオン水パケット
PHAB-PH	各5個の4、7および10中和パック、5個の脱イオン水パック
CAL-PH*	NIST 証明書

\* NIST適合証明書の場合は、型番に追加型番“-NIST”を加えます。また、追加品目 CAL-PHを加えます。追加費用が発生します。NIST証明書は、pH中和溶液のみで手配が可能です。

注文例：PHA-7-GAL、7.00 pH中和溶液1ガロンボトル  
PHA-7、7.00中和溶液、1パイントボトル。

オンラインで注文

**omega.com**

100,000点以上の製品が可能！

情報のダウンロード、またはpH領域および研究室用機器製品をオンラインで注文する場合は、**omega.com**をご覧ください。